



Elsanek Ref. **Mascara Higienica Reutilizable**

UNIFORMTECH

QUIROTECH

olefine
TECHNOLOGY

300
GARANTÍA / WARRANTY

Rev 1 ElsaneK Mascara Higienica Reutilizable

Composicion / <i>Composition</i>	98% Olefine + 2% Antistatic	
Encogimiento al lavado 75°C / <i>Washing shrinkage 75°C</i>	2%	EN 6330/15797
Antiestatico / <i>Antistatic</i>	Pass	EN 1149-3
Normativa europea Quirofano / <i>Surgical European regulation</i>	Pass (300 lavados/ <i>washes</i>)	EN 13795
Antiácido / <i>Antiacid</i>	Clase 3 / <i>Class 3</i>	EN 13034 (Acido Sulfurico / Hidroxido Sódico)
Eficacia filtración bacteriana (BFE)(%) / <i>Bacterial filtration efficiency</i>	99.31 ± 0.27	EN 14683

Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Lavar antes de utilizar. /
Wash before use.



Temperatura lavado:
recomendado a 60°C / max. 90°C
*Washing temperature:
recommended at 60°C / max. 90°C*



No planchar
Do not iron



Permite el uso de lejía,
cloro o cualquier otro
detergente.
*It allows the usage of
bleach, chlorine or any
other detergent*



Secado con secadora: Temperatura recomendada: 40°C (max. 40°C).
Duración: máximo 15-20 minutos (según carga).

Drying using a drying machine: Recommended temperature: 40°C (max. 40°C). Duration: maximum 15-20 minutes (according to load).

¹ Hasta 300 lavados industriales sin perder sus propiedades. / Up to 300 industrial washes without losing their properties

INSTRUCCIONES DE LAVADO

WASHING INSTRUCTIONS



Lavar antes de utilizar. /
Wash before use.



Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente.
It allows the usage of bleach, chlorine or any other detergent



Temperatura lavado: recomendado a 60°C / max. 90°C
Washing temperature: recommended at 60°C / max. 90°C



Secado con secadora:

Temperatura recomendada: 40°C (max. 40°C).

Duración: máximo 15-20 minutos (según carga).

Drying using a drying machine:

Recommended temperature: 40°C (max. 40°C).

Duration: maximum 15-20 minutes (according to load).



No planchar
Do not iron